



5.6 全岩 Pb 同位素比值分析

全岩 Pb 同位素前处理和测试由武汉上谱分析科技有限责任公司完成。

前处理流程:

前处理在配备 100 级操作台的千级超净室完成。样品消解: (1) 将 200 目样品置于 105°C 烘箱中烘干 12 小时; (2) 准确称取粉末样品 50-200mg 置于 Teflon 溶样弹中; (3) 先后依次缓慢加入 1-3ml 高纯 HNO₃ 和 1-3ml 高纯 HF; (4) 将 Teflon 溶样弹放入钢套, 拧紧后置于 190°C 烘箱中加热 24 小时以上; (5) 待溶样弹冷却, 开盖后置于 140°C 电热板上蒸干, 然后加入 1ml HNO₃ 并再次蒸干; (6) 用 1.0M HBr 溶解样品, 待上柱分离。化学分离: 用离心机将样品离心后, 取上清液上柱。柱子填充 AG 树脂。用 1.0M HBr 淋洗去除基体元素。最终用 6.0M HCl 将 Pb 从柱上洗脱并收集。收集的 Pb 溶液蒸干后等待上机测试。

仪器测试流程:

Pb 同位素分析采用德国 Thermo Fisher Scientific 公司的 MC-ICP-MS (Neptune Plus)。仪器配备 9 个法拉第杯接收器。²⁰⁴(Pb+Hg)、²⁰⁶Pb、²⁰⁷Pb、²⁰⁸Pb、²⁰³Tl、²⁰⁵Tl 和 ²⁰²Hg 同时被 7 个接收器接收。其中 ²⁰²Hg 被用于监控并校正 ²⁰⁴Hg 对 ²⁰⁴Pb 同位素的同质异位素干扰, ²⁰⁴Hg/²⁰²Hg 天然比值采用 0.2301。MC-ICP-MS 采用了 Jet+X 锥组合和干泵以提高仪器灵敏度。根据样品中的 Pb 含量, 50 μl/min-100 μl/min 两种微量雾化器被选择使用。Alfa 公司的 Pb 单元素溶液被用于优化仪器操作参数。Pb 国际标准溶液 NIST 981 (200μg/L) 作为质量监控和外部校正标样, ²⁰⁸Pb 的信号一般高于 6 V。每个标样和样品中加入一定量的 Tl 溶液 (NBS SRM 997), ²⁰⁵Tl 信号控制在 4-5 之间。Tl 拖尾对 ²⁰⁴Pb 的干扰没有被观察到。数据采集由 8 个 blocks 组成, 每个 block 含 10 个 cycles, 每个 cycle 为 4.194 秒。Pb 同位素的仪器质量分馏采用假内标指数法则校正 (Russell et al. 1978):

$$R_m^i = R_T^i \left(\frac{m_i}{m_j} \right)^f$$

公式中 i 和 j 指示同位素质量数, R_m 和 R_T 分别代表样品的测试比值和参考比值 (推荐值), f 指仪器质量分馏因子。²⁰⁵Tl/²⁰³Tl 被用于计算 Pb 的质量分馏因子 (2.38714, NIST SRM 997 证书值)。由于 Tl 的分馏行为与 Pb 分馏行为存在一定差别, 因此 NIST 981 被用作外标对数据进行二次校正。实验流程采用两个 Pb 同位素标样 (NIST 981 和 AlfaPb) 之间插入 7 个样品进行分析。全部分析数据采用专业同位素数据处理软件“Iso-Compass”进行数据处理 (Zhang et al., 2020)。NIST 981 的 ²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb 的外部测试精度达到 0.03% (2RSD)。NIST 981 的推荐值采用 ²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb=36.7262±31, ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb=15.5000±13, ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb=16.9416±13 (n=119, Baker et al. 2004)。



BCR-2 (玄武岩) (参考标准物质及推荐值以报告为准) 被选择作为流程监控标样。BCR-2 的 $^{20x}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 分析测试值为 $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=38.736\pm 17$, $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=15.628\pm 3$, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=18.756\pm 10$ (2SD, n=22), 与推荐值 $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=38.725\pm 22$, $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=15.621\pm 4$, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=18.753\pm 8$ (Zhang and Hu 2020) 在 0.03% 误差范围内一致。数据表明, 本实验流程可以对样品进行有效分离, 分析准确度和精密度满足高精度的 Pb 同位素分析。

本测试方法适用 Pb 含量 > 2ppm 的岩石样品, 保证样品 $^{20x}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 测试内精度 (2RSE) 0.002%~0.025%, 测试准确度优于 0.03%。Pb 含量低于 2ppm 的岩石样品, 测试精度和准确度会受到影响, 影响程度受样品 Pb 含量控制。低 Pb 样品分析请事先咨询技术人员, 确保样品分析质量。

5.6 Scheme for Pb isotope ratio analyses using MC-ICP-MS

All chemical preparations were performed on class 100 work benches within a class 1000 overpressured clean laboratory. **Sample digestion:** (1) Sample powder (200 mesh) was placed in an oven at 105 °C for drying of 12 hours; (2) 50–200 mg sample powder was accurately weighed and placed in a Teflon bomb; (3) 1-3 ml HNO₃ and 1-3 ml HF were added into the Teflon bomb; (4) Teflon bomb was putted in a stainless steel pressure jacket and heated to 190 °C in an oven for >24 hours; (5) After cooling, the Teflon bomb was opened and placed on a hotplate at 140 °C and evaporated to incipient dryness, and then 1 ml HNO₃ was added and evaporated to dryness again; (6) The sample was dissolved in 1.0 mL of 1.0 M HBr. **Column chemistry:** After centrifugation, the supernatant solution was loaded into an ion-exchange column packed with AG resin. After complete draining of the sample solution, columns were rinsed with 1.0 M HBr to remove undesirable matrix elements. Finally, the Pb fraction was eluted using 6.0 M HCl and gently evaporated to dryness prior to mass spectrometric measurement.

Pb isotope analyses were performed on a Neptune Plus MC-ICP-MS (Thermo Fisher Scientific, Dreieich, Germany) at the Wuhan Sample Solution Analytical Technology Co., Ltd, Hubei, China. The Neptune Plus, a double focusing MC-ICP-MS, was equipped with seven fixed electron multiplier ICs and nine Faraday cups fitted with 10^{11} Ω resistors. The faraday collector configuration of the mass system was composed of an array to monitor $^{204}(\text{Pb}+\text{Hg})$ 、 ^{206}Pb 、 ^{207}Pb 、 ^{208}Pb 、 ^{203}Tl 、 ^{205}Tl and ^{202}Hg . The large dry interface pump (120 m³ hr⁻¹ pumping speed) and newly designed X skimmer cone and Jet sample cone were used to increase the instrumental sensitivity. A Pb single element solution from Alfa (Alfa Aesar, Karlsruhe, Germany) was used to optimize instrument operating parameters. An aliquot of the international standard solution of 200 μg L⁻¹ NIST 981 was



regularly used for evaluating the reproducibility and accuracy of the instrument. Typically, the signal intensities of $^{208}\text{Pb}^+$ in NIST 981 were $> \sim 6.0$ V. The Pb isotopic data were acquired in the static mode at low resolution. The routine data acquisition consisted of ten blocks of 10 cycles (4.194 s of integration time per cycle). The total time of one measurement lasted about 7 minutes.

The exponential law, which was initially developed for TIMS measurement (Russell et al. 1978) and remains the most widely accepted and utilized with MC-ICP-MS, was used to assess the instrumental mass discrimination in this study. Mass discrimination correction was carried out via normalization to a $^{205}\text{Tl}/^{203}\text{Tl}$ ratio of 2.38714 (the certified value of NIST SRM 997). All data reduction for the MC-ICP-MS analysis of Pb isotope ratios was conducted using “Iso-Compass” software (Zhang et al. 2020). Because of the difference in mass bias behaviors between Pb and Tl, all measured $^{20x}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ ratios of unknown samples were normalized to the well-accepted NIST 981 values of $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=36.7262\pm 31$, $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=15.5000\pm 13$, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=16.9416\pm 13$ ($n=119$, Baker et al. 2004). One NIST 981 standard was measured every seven samples analyzed. Analyses of NIST 981 standard yielded external precisions of 0.03% (2RSD) for $^{20x}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ ratios. In addition, the USGS reference materials BCR-2 (basalt), (maybe different, the test report shall prevail) yielded results of $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=38.736\pm 17$, $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=15.628\pm 3$, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=18.756\pm 10$ (2SD, $n=22$), respectively, which are identical within an error of 0.03% to their published values (Zhang and Hu 2020).

References

- Russell, W.A., Papanastassiou, D.A., Tombrello, T.A., (1978). Ca isotope fractionation on the earth and other solar system materials. *Geochim. Cosmochim. Acta*, 42 (8), 1075–1090.
- Zhang W., Hu Z.C. (2020). Estimation of isotopic reference values for pure materials and geological reference materials. *At. Spectrosc.* 2020, 41 (3), 93–102.
- Zhang W., Hu Z.C., Liu Y.S. (2020). Iso-Compass: new freeware software for isotopic data reduction of LA-MC-ICP-MS. *J. Anal. At. Spectrom.*, 2020, 35, 1087–1096.
- Baker, J., Peate, D., Waight, T., Meyzen, C. (2004). Pb isotopic analysis of standards and samples using a ^{207}Pb – ^{204}Pb double spike and thallium to correct for mass bias with a double-focusing mc-icp-ms. *Chemical Geology*, 211(3–4), 275–303